



Informacje o danych generowanych przez urządzenie (zgodnie z Data Act)

Kategoria produktu: Bieżnia treningowa

Nazwa produktu: Dream

Dane generowane przez urządzenie

Dane generowane są w celu umożliwienia użytkownikowi monitorowania parametrów treningu.

Parametr	Sposób generowania danych	Miejsce przechowywania danych	Okres retencji danych	Format danych	Wolumen danych	Dostęp użytkownika do danych	Udostępnianie danych	Możliwość eksportu danych	Możliwość usunięcia zapisanych danych
Czas	Urządzenie zbiera dane na bieżąco w trakcie treningu.	Pamięci lokalna komputera (EEPROM)*	Na urządzeniu lokalnie – do czasu rozpoczęcia nowej sesji treningowej lub wyłączenia urządzenia.	Liczba całkowita lub zmiennie-przecinkowa, zapisana w formacie binarnym.	2 bajty	Za pośrednictwem komputera, jedynie do momentu rozpoczęcia nowej sesji treningowej lub wyłączenia urządzenia.	Nie	Nie	-
Dystans									
Prędkość									
Kalorie									
Puls									
Poziom nachylenia pasa biegowego									
Postęp trasy	Urządzenie zbiera dane na bieżąco w trakcie treningu.	Pamięci lokalna komputera (EEPROM)*	Na urządzeniu lokalnie – do czasu rozpoczęcia nowej sesji treningowej lub wyłączenia urządzenia.	Liczba całkowita lub zmiennie-przecinkowa, zapisana w formacie binarnym.	2 bajty	Za pośrednictwem komputera, jedynie do momentu rozpoczęcia nowej sesji treningowej lub wyłączenia urządzenia.	Nie	Nie	-
Body Fat	Urządzenie wylicza dane na podstawie parametrów wprowadzonych przez użytkownika: płeć, wiek, waga.	Pamięci lokalna komputera (EEPROM)*	Na urządzeniu lokalnie – do czasu rozpoczęcia nowej sesji treningowej lub wyłączenia urządzenia.	Liczba całkowita lub zmiennie-przecinkowa, zapisana w formacie binarnym.	2 bajty	Za pośrednictwem komputera, jedynie do momentu rozpoczęcia nowej sesji treningowej lub wyłączenia urządzenia.	Nie	Nie	-
Programy użytkownika (3 osobne programy)	Wymagane wprowadzenie danych przez użytkownika.	Pamięci lokalna komputera (EEPROM)*	Na urządzeniu lokalnie – do czasu nadpisania, zresetowania lub usunięcia.	Liczba całkowita lub zmiennie-przecinkowa, zapisana w formacie binarnym.	<300 bajtów	Za pośrednictwem komputera.	Nie	Nie	W komputerze w dowolnym momencie - pamięć komputera zostaje zresetowana po odłączeniu zasilania.

* Dane są zapisywane lokalnie, anonimowo i nie są przypisane do konkretnego użytkownika.